

棕榈酸钠

货号: P9830

规格: 5g /25g /100g

保存: 室温保存, 有效期 2 年。

产品参数:

纯度: 97.00%

分子式: $C_{16}H_{31}NaO_2$

分子量: 278.41

CAS: 408-35-5

外观 (性状): 白色至类白色粉末

溶解性: 20 mg/mL in MeOH

熔点: 283-290°C

产品说明:

棕榈酸钠呈现为白色或类白色粉末, 易溶于醇类溶剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

