

生根粉

货号: R8240

规格: 100g

保存: 室温保存。

成份: 植物生长促进剂, 细胞分裂增强剂, 萘乙酸钠, 吲哚丁酸等

理化性质: 本品为浅黄色粉末, 易溶于水, 溶于乙醇、甲醇等有机溶剂。

剂型: 98%粉剂

产品简介:

生根粉是强力广谱型生根粉, 可以刺激定根和不定根的分化形成, 因而能促进扦插生根, 提高扦插成活率。在植株移栽中使用可以提高成活率 90%以上。

生根粉是强力生根粉可经由根、叶、发芽的种子吸收, 刺激根部内鞘部位细胞分裂生长, 使侧根生长快而多, 提高植株吸收水分和养分的能力, 使整株植物生长健壮。还刺激不定根的分化形成, 因而能促进扦插生根, 提高扦插成活率。在植株移栽中使用可以提高成活率 90%以上。

本品是一个广谱型生根剂, 使用方法简便灵活, 在大田作物、蔬菜、林木、果树、花卉的扦插生根得到了广泛应用如: 苹果、桃、梨、柑橘、葡萄、猕猴桃、草莓、一品红、石竹、菊花、月季、木兰、杜鹃、茶、杨树等。杜鹃、茶花、茶梅、桂花、含笑、米兰、玉兰、叶子花、紫薇与香石竹生根, 对压条也有同样效果

使用说明:

一、扦插移栽生根:

1、浸渍法(又称浸泡法):

容易生根的种类使用较低的浓度, 不易生根的种类使用浓度略高。一般用 50-200mg/L 浸渍插条基部, 时间约为 8-24 小时。浓度高, 浸泡时间短。一般大枝条用 50 毫克/千克或 100 毫克/千克药液全枝浸泡(或只泡具有潜伏不定根原基的部位 4-6 小时, 1 年生的休眠枝用 0 毫克/千克 100 毫克/千克药液全枝浸泡 2 小时, 嫩枝可根据所采用枝条木质化程度及插条的大小, 浸泡 1-2 小时, 浸泡深度 2-4 厘米。移栽用含量 100 毫克/千克, 浸泡 24 小时, 含量 200 毫克/千克浸泡 4-8 小时。

2、快浸法: 生根粉为 500-1000mg/L, 浸渍插条基部 5-7 秒种。

3、蘸粉法: 生根粉用时先润湿插枝基部, 然后蘸粉或喷粉。插条沾粉前要先将基部用水浸透, 蘸后抖掉多余的粉。

二、与肥料复配使用

与肥料(冲施肥、复合肥、有机肥等)复配使用, 促进作物生根, 使根系粗壮。一般每亩施用量为 8-10 克。