



硫代硫酸钠

货号: S5280

保存: RT, 密封阴凉干燥避光

有效期: 3 年

产品参数:

CAS: 10102-17-7

英文名称: Sodium thiosulfate pentahydrate

别名: 五水硫代硫酸钠

分子式: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

分子量: 248.18

外观 (性状): 无色结晶或白色颗粒

纯度: $\geq 99.0\%$

溶解性: 50mg/ml, H_2O

产品说明:

生化试剂, 氧化还原滴定。微量分析试剂。点滴分析测定钴。测定血钠。制备双糖铁尿素培养基等。照相定影剂。除氯剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。