



## 肌氨酸

货号: S7040

保存: RT

有效期: 3 年

### 产品参数:

CAS: 107-97-1

英文名称: Sarcosine;

分子式:  $C_3H_7NO_2$

分子量: 89.09

外观 (性状): 白色结晶粉末

纯度:  $\geq 99.0\%$

溶解性: 89mg/ml  $H_2O$  (1M 的配置比例)

### 产品说明:

生化研究。抗酶剂的合成。生化试剂, 染料稳定剂, 日用化学, 氨基酸型表面活性剂, 保健药品疲劳恢复剂等。

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。