



## 非离子型表面活性剂 S17

货号: S7450

规格: 100g/500g/1kg

保存: 常温保存, 有效期 2 年。

### 产品参数:

英文名称: Surfactant S21

外观 (性状): 白色蜡状固体

类别: 非离子型

羟值 (mgKOH/g): 41~60

酸值 (mgKOH):  $\leq 1.0$

过氧化值 (mEqO<sub>2</sub>/Kg):  $\leq 5.0$

### 产品说明:

表面活性剂 S21 为非离子表面活性剂, 可通过膜渗透有效分离亲水性蛋白质和疏水性蛋白质, 不改变其生物学活性。是良好的乳化剂、增溶剂。

**适用样本:** 全系产品, 血液样本更佳。

### 产品优势:

1. 具有优良的洗涤、乳化、分散、润湿、增溶等功能, 且起泡力强, 易漂洗, 去污力优异。
2. 是表面活性剂中对皮肤刺激性较低的品种之一。
3. 它能与各种表面活性剂复配, 降低它们的刺激性, 改善产品的性能; 代替 AES, 既能降低产品的刺激性又不增加成本。

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。