



柠檬酸三钠

货号: S8220

保存: RT

有效期: 5 年

产品参数:

CAS: 6132-04-3

外观形状: 白色结晶粉末

分子式: $C_6H_5O_7Na_3 \cdot 2H_2O$

分子量: 294.1

含量: >99.5-100.5%

溶解性: 750 mg/mL in water

产品介绍:

柠檬酸三钠在食品、饮料工业中用作酸度调节剂、风味剂、稳定剂;在医药工业中用作抗血凝剂、化痰药和利尿药;在洗涤剂工业中,可替代三聚磷酸钠作为无毒洗涤剂的助剂;还用于酿造、注射液、摄影药品和电镀等(仅供参考)。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注,基本为非无菌包装,若用于细胞实验,请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考,如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。