

亚精胺三盐酸盐

货号: S8320

保存: -20° C

有效期: 2 年

产品参数:

CAS: 334-50-9

英文名称: Spermidine trihydrochloride;

分子式: $C_7H_{19}N_3 \cdot 3HCl$

分子量: 254.6

纯度: 98.0%

溶解性: 25mg/ml, H₂O

产品说明:

抑制神经元氧化-氮合成酶(nNOS)活性:能与 DNA 结合沉淀 DNA, 被用于与蛋白质相结合的 DNA 的纯化;刺激 T4 多聚核苷酸激酶的活性。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。