

## 茶皂素

货号: S9961

保存: RT

有效期: 2 年

### 产品参数:

CAS: 8047-15-2

英文名称: Saponin

别名: 茶皂苷; 茶皂角甙; 茶皂甙

外观 (性状): 浅褐色粉末

纯度: 98%

### 产品说明:

科研使用。用作乳化剂、发泡剂及防腐剂。

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。