

L-色氨酸

货号: T0011

规格: 5g/25g

保存: RT◆

有效期: 2 年

产品说明:

用于生化研究, 制备组织培养基

产品参数:

CAS: 73-22-3

英文名称: L-Tryptophan

别名: L-氨基吲哚丙酸 L-色氨酸 L-胰化蛋白氨基酸 L-2-氨基-3-吲哚基-丙酸

分子式: $C_{11}H_{12}N_2O_2$

分子量: 204.23

外观 (性状): 白色至淡黄色粉末

溶解性: 50 mg/mL in 0.5 M HCl

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

IT0680 *L-Tryptophan*; L-色氨酸