

转铁蛋白

货号: T8010

规格: 10 mg

保存: 2-8°C

有效期: 2 年

产品说明:

转铁蛋白又名运铁蛋白 (transferrin, TRF, siderophilin) 是血浆中主要的含铁蛋白质, 负责运载由消化管吸收的铁和由红细胞降解释放的铁。以 TRF-Fe³⁺的复合物形式进入骨髓中, 供成熟红细胞的生成。转铁蛋白是一种能传递铁离子的蛋白质。

用于生化研究。

产品参数:

CAS: 11096-37-0

英文名称: Transferrin

别名: 铁传递蛋白 铁蛋白 人转铁蛋白

纯度: 98%

溶解性: 10 mg/mL in water

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。