



胸腺嘧啶

货号: T8040

保存: RT

有效期: 2 年

产品参数:

CAS: 65-71-4

外观形状: 白色粉末

分子式: $C_5H_6N_2O_2$

分子量: 126.11

纯度: $\geq 98\%$

溶解性: 50 mg/mL in 1N NaOH

产品介绍:

胸腺嘧啶是遗传物质的重要组成部分，是合成抗艾滋病药物 AZT、DDT 及相关药物的关键中间体，也是合成抗肿瘤，抗病毒药物 β -胸苷的起始原料（仅供参考）。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。