

吐温-80

货号: T8360

规格: 100ml/500ml

保存: RT

有效期: 1 年

产品说明:

吐温（或聚山梨酯）为非离子型表面活性剂，是山梨醇与不同高级脂肪酸所形成的酯。根据不同高级脂肪酸所形成的酯，吐温分 20，40，60，80 等多种，根据不同的需要来选用。吐温 60 是硬脂酸酯；吐温 80 为油酸酯；吐温 20 为月桂酸酯，是聚氧乙烯去水山梨醇单月桂酸酯和一部分聚氧乙烯双去水山梨醇单月桂酸酯的混合物

产品参数:

CAS: 9005-65-6

英文名称: Tween-80

别名: 聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯; Polyethylene glycol sorbitan monooleate

外观 (性状): 无色至淡黄色粘稠液体

纯度: Oleic acid approx.70%

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

T8220 吐温-20

T9190 吐温 40

T8730 吐温 60

IT9000 吐温 80

T9770 吐温 85