



天青 II

货号: A9650

保存: RT

有效期: 3 年

产品参数:

CAS: 37247-10-2

英文名称: Azure II

别名: 蔚蓝 II; 天蓝 II; 亚甲天青 I; 3,7-双(二甲基氨基)吩噻嗪-5-氯化物和 3-(二甲基氨基)-7-(甲基氨基)吩噻嗪-5-氯化物混合物; 氮杂脲 II

分子式: $C_{16}H_{18}N_3S \cdot C_{15}H_{16}N_3S \cdot 2Cl$

分子量: 625.68

外观(性状): 深蓝色粉末

溶解性: 1mg/mL Water

产品说明:

溶于水, 显蓝色, 极溶于醇, 微溶于氯仿, 不溶于醚。天青 II 用于生物染色、血细胞染色。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。