



亮绿

货号: B8080

保存: RT, 干燥

有效期: 2 年

产品参数:

CAS: 633-03-4

英文名称: Brilliant green;

分子式: C₂₇H₃₄N₂O₄S

分子量: 482.63

外观 (性状): 墨绿色结晶粉末

纯度: ≥99.5%

溶解性: 1mg/ml H₂O

产品说明:

在培养基中加入染料亮绿或结晶紫, 可以抑制革兰氏阳性细菌的生长, 从而达到分离革兰氏阴性细菌的目的。还可以培养分离粪便中伤寒杆菌等。

还可用作酸碱指示剂, pH0.0(黄)~pH 2.6(绿); 亚硫酸盐测定。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。