

刚果红

货号: C8450

规格: 5g

保存: RT

有效期: 2 年

产品说明:

刚果红为酸碱指示剂, pH3.0(蓝紫)~pH 5.0(红); 生物培养基的添加剂; 生物染色, 如胚胎切片、植物粘蛋白、纤维素、弹性组织等染色。

产品参数:

CAS: 573-58-0

英文名称: Congo Red

别名: 直接刚果红; 煮大红; 棉红; 二苯基-4,4'-二[(偶氮-2-)-1 氨基萘-4-磺酸钠]

分子式: $C_{32}H_{22}N_6Na_2O_6S_2$

分子量: 696.66

外观 (性状): 红色固体

纯度: > 75.0%

溶解性: 10mg/mL in water

注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

IC1000 Congo Red; 刚果红/直接红

G1530 淀粉样物质染色试剂盒 (Bennhold 刚果红法)

G1531 刚果红染色液(1%)

G1532 淀粉样物质染色试剂盒 (改良 Stores 刚果红法)

G1533 淀粉样物质染色试剂盒 (Puchtler 碱性刚果红法)

G1534 淀粉样物质染色试剂盒(改良 Highman 刚果红法)

G1535 淀粉样物质染色试剂盒(Highman 刚果红法)