



刃天青

货号: R8150

规格: 1g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

CAS: 62758-13-8

英文名称: Resazurin

别名: 刃天青钠; 天兰化钠; 树脂天青

外观 (性状): 黑色粉末带绿色荧光

分子式: $C_{12}H_6NO_4Na$

分子量: 251.17

溶解性: 1 mg/mL in Water

产品说明:

刃天青用作细胞染色剂。也可用作酸碱指示剂, PH 值 3.8(橙色)~6.5(深紫色)。食品研究中用作测试还原酶, 检定次硫酸盐及检查牛奶中细菌时的还原指示剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。