

番红 O

货号: S8020

规格: 5g

保存: RT

有效期: 4 年

产品参数:

CAS: 477-73-6

英文名称: Safranin O

别名: 藏红 T; 碱性藏红花; 番红花红 T; Basic Red 2; Cotton

分子式: $C_{20}H_{19}ClN_4$

分子量: 350.85

纯度: Dye content $\geq 85\%$

相关文献:

[1] Sun F, Jiang Y, Xu Y, Shi H, Zhang S, Liu X, Pan S, Ye G, Zhang W, Zhang F, Zhong C. Genipin cross-linked decellularized tracheal tubular matrix for tracheal tissue engineering applications. Sci Rep. 2016 Apr 15;6:24429. doi: 10.1038/srep24429. PMID: 27080716; PMCID: PMC4832209.

注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。