

LB 营养琼脂

货号: L8290

规格: 250g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品成分 (g/L)

胰蛋白胨	10.0 g
酵母浸粉	5.0 g
氯化钠	5.0 g
琼脂	12.0 g
PH 值	7.0 ± 0.2

产品说明:

用于发酵工程、基因工程和分子生物学中大肠杆菌的培养。

使用说明:

称取本品 32 克, 溶解于 1000 mL 蒸馏水中, 121°C 高压灭菌 15 分钟, 备用。

质量控制和典型特征: 接种 10-100 个大肠杆菌 JM109、HB101 在 36±1°C 培养 18-24 小时, 生长明显。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

L1010 LB 液体培养基(干粉)
L1015 LB 固体培养基(干粉)
L2010 LB 营养琼脂平板 (含 *amp*)
L2020 LB 营养琼脂平板 (不含抗生素)
L2030 LB 营养琼脂平板 (含卡那霉素 50ug/ml)
L8291 LB 肉汤

