



LB 肉汤

货号: L8291

规格: 250g

保存: 常温密封干燥保存, 有效期 3 年。

产品参数:

英文名称: LB Broth

外观 (性状): 淡黄色粉末

级别: BR

溶解性: 20mg/ml

pH 值: 7.2-7.4

成分 (g/L):

胰蛋白胨	8.0g
酵母粉	2.0g
氯化钠	10.0g

产品说明:

用于分子生物学中大肠杆菌的培养; 用于细菌增菌培养。

使用说明:

称取本品 20 克, 溶解于 1000ml 蒸馏水中, 121℃高压灭菌 15 分钟备用。

本品灭菌后应在无菌环境下操作。

注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关文献:

[1] Jiang X, Zhong Y, Zheng L, Zhao J. Nano-hydroxyapatite/collagen film as a favorable substrate to maintain the phenotype and promote the growth of chondrocytes cultured in vitro. Int J Mol Med. 2018 Apr;41(4):2150-2158. doi: 10.3892/ijmm.2018.3431. Epub 2018 Jan 26. PMID: 29393382; PMCID: PMC5810202.

相关产品:

- L1010 LB 液体培养基(干粉)
- L1015 LB 固体培养基(干粉)
- L8290 LB 营养琼脂
- L2010 LB 营养琼脂平板 (含 amp)
- L2020 LB 营养琼脂平板 (不含抗生素)