

营养琼脂 (NA)

货号: N8290

规格: 250g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

英文名称: Nutrient Agar

级别: BR

pH 值: 7.3 ± 0.2

成分(g/L):

蛋白胨	10.0 g
牛肉膏粉	3.0 g
氯化钠	5.0 g
琼脂	15.0 g

产品说明:

用于细菌总数测定, 保存菌种及细菌纯化培养。

使用说明:

称取本品 33.0g, 加热溶解于 1000 mL 蒸馏水中, 121°C 高压灭菌 15 分钟, 备用。

注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。