



马铃薯葡萄糖肉汤 (PDB)

货号: P9240

规格: 250g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

英文名称: Potato Dextrose Broth

别名: PDB 培养基

外观 (性状): 浅棕黄色至棕褐色粉末

级别: BR

成分(g/L):

| | |
|-------|-----|
| 马铃薯浸粉 | 5g |
| 蛋白胨 | 10g |
| 葡萄糖 | 15g |
| 氯化钠 | 5g |

产品说明:

用于酵母菌及霉菌的增菌培养。

使用说明:

称取本品 35 克, 加入 1000ml 蒸馏水中, 加热煮沸溶液, 分装, 121°C 高压灭菌 20 分钟备用。

注意事项:

1. 本品灭菌后应在无菌环境下操作。本品出现结块请勿使用。
2. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

- P8931 马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA 培养基)
- LA0750 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (含氯霉素)
- LA4750 马铃薯葡萄糖半固体琼脂