



磷酸盐缓冲液

货号：RL100108

规格：6*225ml

保存：2~8℃，避光保存，有效期见产品标签。

产品简介：

一、产品用途：用于样品稀释。

二、检验原理：磷酸二氢钠与氢氧化钠两种成分共同构建 pH 缓冲体系。

三、配方成分：

配方（每升）	含量
磷酸二氢钾	34.0g
氢氧化钠	7.0g
蒸馏水	1000mL
最终 pH 7.2	

四、使用方法：拆开包装即可使用。

五、质量控制：

下列质控菌株接种待测试培养基，25℃培养 45min，结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 ATCC25922	45min 前后菌落数变化 不超过±50%	-
	金黄色葡萄球菌 ATCC6538		-

六、注意事项：在洁净环境下进行操作，避免培养基被污染。

七、废物处理：检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。