



## 卵黄亚碲酸钾增菌液

货号: RL100109

规格: 6\*25ml

保存: 2~8℃保存, 有效期两年。

产品简介:

一、产品用途: 覆盖液体培养基用于厌氧培养。

二、配方成分:

| 配方 (每支)  | 含量      |
|----------|---------|
| 30%卵黄盐水  | 20.83mL |
| 1%亚碲酸钾溶液 | 4.17mL  |

三、使用方法: 每支添加于 475mL Baird-Parker 琼脂基础培养基中。

四、注意事项: 在洁净环境下进行操作, 避免培养基被污染。

五、废物处理: 检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。