



葡萄糖肉汤

货号：RL100116

规格：40*50ml

保存：2~25℃，避光保存，有效期见产品标签。

产品简介：

一、产品用途：用于细菌培养，特别是检测一次性使用卫生用品中溶血性链球菌及检测肠杆菌利用葡萄糖产气。

二、检验原理：蛋白胨、牛肉膏粉提供氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持均衡的渗透压；葡萄糖提供碳源。

三、配方成分：

配方（每升）	含量
蛋白胨	10.0g
牛肉膏粉	5.0g
氯化钠	5.0g
葡萄糖	10.0g
蒸馏水	1000mL
最终 pH 7.3±0.2	

四、使用方法：拆开包装即可使用。

五、质量控制：

下列质控菌株接种待测试培养基，35~37℃，24h 结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	乙型溶血性链球菌 ATCC21059	混浊度 2	混浊不产气
特异性	大肠埃希氏菌 ATCC25922	-	混浊产气

六、注意事项：在洁净环境下进行操作，避免培养基被污染。

七、废物处理：检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。