



## 0.1%蛋白胨水

货号：RL100119

规格：24\*250ml / 40\*100ml

保存：2~25℃，避光保存。

### 产品简介：

一、产品用途：用于样品稀释及冲洗。

二、检验原理：蛋白胨提供氮源。

### 三、配方成分：

| 配方（每升）        | 含量     |
|---------------|--------|
| 蛋白胨           | 1.0g   |
| 蒸馏水           | 1000mL |
| 最终 pH 7.1±0.2 |        |

### 四、使用方法：

- 1、从储藏室（2-25℃）取出，并恢复至室温；
- 2、用 75%酒精对瓶盖表面消毒，打开瓶盖后使用；
- 3、按规定的方法进行加样。加样结束后，置于培养箱中按规定的温度和时间培养；
- 4、培养结束后，从培养箱中取出观察结果。

### 五、质量控制：

1. 感官、理化指标：淡黄色、清晰无沉淀液体，pH 值为 7.1±0.2。

2. 生物学指标：

下列质控菌株接种待测试培养基，结果如下：

| 指标  | 质控菌株及编号              | 培养条件       | 标准值                      | 特征性反应 |
|-----|----------------------|------------|--------------------------|-------|
| 生长率 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102  | 35~37℃，24h | 45min 前后菌落数<br>变化不超过±50% | -     |
|     | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 |            |                          |       |

## **六、注意事项：**

1. 储存温度应尽量保持恒定，请尽量选择接近使用环境的温度存放，不建议长期存放于 2-8℃的冰箱中，避免温差过大而形成过多冷凝水。
2. 产品使用前，应平衡至室温。

**七、废物处理：**检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。