



胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤

货号: RL100138

规格: 10*225ml

保存: 2~8℃, 避光保存, 有效期见产品标签。

产品简介:

一、产品用途: 可广泛应用于细菌的培养, 特别用于消毒剂消毒效果的测试、金黄色葡萄球菌的非选择性增菌培养及蜡样芽孢杆菌的多管发酵法测定。

二、检验原理: 胰蛋白胨、植物蛋白胨提供氮源、维生素和生长因子; 葡萄糖提供碳源; 磷酸氢二钾为缓冲剂; 氯化钠维持均衡的渗透压; 多粘菌素 B 可抑制杂菌的生长。

三、配方成分:

配方 (每升)	含量
胰蛋白胨	17.0g
植物蛋白胨	3.0g
磷酸氢二钾	2.5g
氯化钠	5.0g
葡萄糖	2.5g
多黏菌素 B	100000UI
蒸馏水	1000mL
最终 pH 7.3±0.2	

四、使用方法: 拆开包装即可使用。

五、质量控制:

胰酪胨大豆多粘菌素肉汤质控, 下列质控菌株接种后于细菌 28~32℃培养 24h, 结果如下:

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	MYP > 20cfu	肉汤混浊
	+大肠埃希氏菌 ATCC25922		
	大肠埃希氏菌 ATCC25922	TSA 上 < 200	-

六、注意事项：在洁净环境下进行操作，避免培养基被污染。

七、废物处理：检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。