



0.1%蛋白胨水

货号: RL100147

规格: 10*200ml

保存: 贮存于 2~25°C, 避光处; 有效期见产品标签说明。

产品简介:

一、产品用途: 用于样品的稀释。

二、检验原理: 蛋白胨提供氮源。

三、配方成分:

配方 (每升)	含量
蛋白胨	1.0g
纯化水	1000mL
最终 pH 7.0±0.2	

四、使用方法: 拆开包装即可使用。

五、质量控制:

下列质控菌株接种待测试培养基, 20~25°C, 45min, 结果如下:

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	产气荚膜梭菌 ATCC13124	45min 前后菌落数变化不超过±50%	-

六、注意事项: 在洁净环境下进行操作, 避免培养基被污染。

七、废物处理: 检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。