



明胶-磷酸盐缓冲液

货号：RL100150

规格：10*30ml

保存：2~25℃，避光保存；有效期见包装。

产品简介：

一、产品用途：用于食品中肉毒梭菌样品的稀释。

二、检验原理：明胶是一种抗原稳定剂，并能作增稠剂；磷酸氢二钠是缓冲剂。

三、配方成分：

配方（每升）	含量
明胶	2.0g
磷酸氢二钠	4.0g
纯化水	1000mL
最终 pH 6.2±0.2	

四、使用方法：拆开包装即可使用，注意无菌操作。

五、质量控制：

指标	质控菌株及编号	标准值
生长率	产气荚膜梭菌 ATCC13124	室温放置,45min 前后菌落数变化不超过 50%
	生孢梭菌 CMCC(B)64941	

六、注意事项：在洁净环境下进行操作，避免培养基被污染。

七、废物处理：检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。