



营养肉汤

货号：RL100153

规格：10*225ml

保存：2~8℃，避光保存，有效期见产品标签。

产品简介：

一、产品用途：用于一般细菌培养、复壮、增菌等，也可用于消毒剂定性消毒效果测定。

二、检验原理：蛋白胨和牛肉膏粉提供氮源、维生素、氨基酸和碳源；氯化钠能维持均衡的渗透压。

三、配方成分：

配方（每升）	含量
蛋白胨	10.0g
牛肉膏粉	3.0g
氯化钠	5.0g
蒸馏水	1000mL
最终 pH 7.4±0.2	

四、使用方法：拆开包装即可使用。

五、质量控制：

下列质控菌株接种待测试培养基，35~37℃，24h 结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 ATCC25922	混浊度 2	肉汤混浊
	金黄色葡萄球菌 ATCC25923	混浊度 2	肉汤混浊

六、注意事项：在洁净环境下进行操作，避免培养基被污染。

七、废物处理：检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。