



大豆分离蛋白

货号: S9510

规格: 250g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

外观 (性状): 乳白色或乳黄色粉末

蛋白质: $\geq 85\%$

水分: $\leq 7\%$

灰分: $\leq 15\%$

PH 值: 5.5-7.5

级别: BR

产品说明:

大豆分离蛋白中蛋白质含量在 90%以上, 氨基酸种类有近 20 种, 并含有多种必需氨基酸。其营养丰富, 适合于生物培养研究。

本产品不能完全溶解, 可用于发酵。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。