



胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA)

货号: T8650

规格: 250g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

英文名称: Tryptic Soy Agar

别名: TSA Agar

外观 (性状): 浅黄色粉末

pH 值: 7.3 $\pm$ 0.2, 25°C

级别: BR

成分(g/L):

胰蛋白胨	15.0
大豆胨	5.0
氯化钠	5.0
琼脂	15.0

产品说明:

用于奶粉中坂崎杆菌的纯化培养和产黄色素试验。

使用说明:

称取本品 40.0g, 加热搅拌溶解于 1000ml 蒸馏水中, 分装三角瓶, 121°C 高压灭菌 15 分钟备用。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。