

酵母提取物

货号: Y8020

规格: 500g/30*500g

保存: 常温保存, 有效期 5 年。

产品参数:

CAS: 119-44-8

英文名称: Yeast Extract

别名: 酵母粉

外观 (性状): 黄色粉末

纯度: 总氮 $\geq 10\%$, 氨基氮 $\geq 5\%$

溶解性: 5% in water

产品说明:

酵母粉是酵母没有经过分解, 但酵母浸粉的营养物质得到过分解, 微生物吸收利用的速度和效率更高, 发酵残留少; 目前的生物发酵研究基本上采取酵母浸粉、酵母浸膏为多, 酵母粉主要在传统的抗生素等发酵行业应用较广泛。可用于配制培养基等, 是理想的生物培养基原料和发酵工业中的主要原料。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

Y8030 酵母膏

Y8050 酵母浸粉