



研磨不锈钢珠

规格：500g

保存：常温保存。

货号	YA3030	YA3034	YA3031	YA3032	YA3033
尺寸	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
数量	约 15000 粒	约 4500 粒	约 1900 粒	约 960 粒	约 555 粒
材质	304				

产品说明：

作为高通量组织研磨仪的重要配件，在装样本离心管中加入小钢珠，在组织研磨仪高频垂直震动作用下，小球高速击打样品来完成样品的研磨。根据样本的不同，放入钢珠的大小和数量也不相同，球与样本之间的摩擦撞击作用可以有效导致组织或细胞的破碎。适用于处理坚硬样品，如骨骼、植物、种子和根茎。

使用说明：（仅供参考）

一般细胞/细菌类样本可选择 100-500 μ m 直径；动物软组织及幼嫩植物组织可选择 1-3mm 直径；较硬的骨组织及植物根茎类可选择 4mm 左右直径。

注意事项：

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。