

一抗稀释液

货号：A1810

规格：10ml/50ml/100ml

保存：-20℃保存，有效期为2年。短期可2-8℃保存。

产品说明：

索莱宝生产的一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)适用于免疫组织化学与免疫印迹等实验中一抗的稀释。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分，有效增加了稀释后一抗的稳定性。用此稀释液稀释后的一抗可在2-8℃环境下稳定保存至少半年。

使用方法：

按照一抗推荐效价（或个人优化条件），将适量抗体加入抗体稀释液中即可。例如，效价为1:1000时，可将1μl抗体加入到1ml抗体稀释液中，充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释，稀释后的抗体可2-8℃保存。

注意事项：

如需抗体回收再利用，建议在2-8℃进行抗体的结合反应，以减缓抗体效价的衰减速度。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

A1800 普通抗体稀释液

A1820 HRP 标记抗体稀释液

A1830 AP 标记抗体稀释液

A1840 荧光抗体稀释液

S2100 抗荧光衰减封片剂

SA0011 SABC(小鼠IgG)-POD kit

SW1030 Western blotting (山羊IgG) DAB 法显色试剂盒