

HRP 标记抗体稀释液

货号：A1820

规格：10mL /50mL /100mL

保存：-20℃保存，有效期为2年。短期可2-8℃保存。

产品说明：

索莱宝生产的 HRP 标记抗体稀释液(HRP-Antibody Dilution Buffer)适用于免疫组织化学与免疫印迹等实验中 HRP 标记抗体的稀释。稀释液中添加了抗体保护剂和稳定剂等成分，有效增加了稀释后 HRP 标记抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的 HRP 标记抗体可在 2-8℃稳定保存至少六个月。

使用方法（仅供参考）：

按照抗体推荐效价（或个人优化条件）将适量抗体加入抗体稀释液中即可。例如，效价为 1: 1000 时，可将 1μL 抗体加入到 1mL 抗体稀释液中，充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释，稀释后的抗体可 2-8℃保存。

注意事项：

1. 如需抗体回收再利用，建议在 2-8℃进行抗体的结合反应，以减缓抗体效价的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

A1800	普通抗体稀释液
A1810	一抗稀释液
A1830	AP 标记抗体稀释液
A1840	荧光抗体稀释液
S2100	抗荧光衰减封片剂
SA0011	SABC(小鼠 IgG)-POD kit
SW1030	Western blotting (山羊 IgG) DAB 法显色试剂盒

