

AP 标记抗体稀释液

货号：A1830

规格：10ml/50ml/100ml

保存：-20℃保存，有效期为2年。短期可2-8℃保存。

产品说明：

索莱宝生产的 AP 标记抗体稀释液(AP-Antibody Dilution Buffer)适用于免疫组织化学与免疫印迹等实验中 AP 标记抗体的稀释。稀释液中添加了抗体保护剂和稳定剂等成分，有效增加了稀释后 AP 标记抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的 AP 标记抗体可在 2-8℃稳定保存至少六个月。

使用方法：

按照一抗推荐效价（或个人优化条件），将适量抗体加入抗体稀释液中即可。例如，效价为 1：1000 时，可将 1ul 抗体加入到 1ml 抗体稀释液中，充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释，稀释后的抗体可 2-8℃保存。

注意事项：

如需抗体回收再利用，建议在 2-8℃进行抗体的结合反应，以减缓抗体效价的衰减速度。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

A1800 普通抗体稀释液

A1810 一抗稀释液

A1820 HRP 标记抗体稀释液

A1840 荧光抗体稀释液

S2100 抗荧光衰减封片剂

SA0011 SABC(小鼠 IgG)-POD kit

SW1030 Western blotting (山羊 IgG) DAB 法显色试剂盒