



## 两性电解质 pH3-10

货号: A8680

规格: 12ml

保存: 2-8°C保存, 有限期 2 年。

### 产品参数:

CAS: 37348-94-0

英文名称: Ampholine pH3-10

外观(性状): 无色至浅黄色澄清溶液

纯度: 40%

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。