



ELISA 包被液(10×)

货号: C1055

规格:100mL /500mL

保存:室温保存,有效期1年。

产品简介:本品为 pH9.6 的浓缩型产品,使用前需要用去离子水稀释至 $1\times$,然后使用。用于 ELISA (酶联免疫吸附实验)中酶标板的抗原或抗体的包被。使用时取适量包被缓冲液将抗原或抗体溶液稀释至相应包被的浓度,在 ELISA 酶标板每个反应孔中加入 100μ L,4^{\circ} 包被过夜。

注意事项:为了您的安全和健康,请穿实验服并戴手套操作。

相关产品:

SAI 兔抗人IgG (免疫血清)

SP4 小鼠 IgG 免疫球蛋白抗原

SPA8 羊抗小鼠 IgG (纯化)

SE11 羊抗人 IgG-HRP

C1055 ELISA 包被液 (10×)

C1058 ELISA 终止液

P1010 0.01M PBS (千粉) PH7.2-7.4

P1031 1×PBST, 0.01M, PH7.2-7.4

PR1200 TMB 单组分显色液

PR1210 TMB 双组分显色液

SW3015 5%BSA 封闭液