

ELISA 终止液

货号: C1058

规格: 100mL/500mL

保存: 室温保存, 有效期 1 年。

产品简介:

本品用于 ELISA (酶联免疫吸附实验) 中显色反应的终止。

操作说明 (仅供参考):

在 ELISA 实验过程中, 酶标板中加入 TMB 显色至预期深浅后, 加入 50 μ L 的 ELISA 终止液终止反应, 30 分钟内在 450nm 处测定吸光值。

注意事项:

1. 该产品有腐蚀性, 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
2. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。

相关产品:

C1055	ELISA 包被液 (10 $\times$)
PR1200	单组分 TMB 显色液
SW3015	5%BSA 封闭液
P1010	PBS 磷酸盐缓冲液干粉

