



Bis-Acr 制胶试剂

货号: M8200

规格: 25g/100g

有效期: 室温保存, 有效期 2 年。

产品说明:

用于生物高分子化合物(蛋白质、多肽、核酸)的分离; 制备聚丙烯酰胺凝胶的交联剂。

产品参数:

CAS: 110-26-9

英文名称: Bis-Acr

分子式: $C_7H_{10}N_2O_2$

分子量: 154.17

外观 (性状): 白色固体

纯度: Purity \geq 99%

溶解性: 20mg/mL in Water

注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。