

封闭血清说明书 Blocking Serum

规格：10ml

保存：-20℃保存，有效期5年。

产品简介：

封闭血清适用于免疫组化或者免疫荧光实验中样本的封闭。可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点，另外还可以封闭样品中内源性的 Fc 片段结合位点，阻断抗体与样品中的 Fc 受体结合，从而降低背景，减少假阳性。在选择封闭血清时，要注意封闭用血清中不能含有目标蛋白，且与一抗来源不同，可用与二抗相同来源的封闭血清。

使用方法：

使用时，用PBS（0.01mol/L pH7.2-7.4）将正常血清稀释10-20倍，直接滴加在组织切片或者细胞涂片上，37℃度10-30分钟，清除血清，勿洗，滴加适当比例稀释的一抗工作液，37℃孵育1-2h或4℃过夜。

相关产品：

<i>SW3015</i>	<i>5%BSA 封闭液</i>
<i>P1010</i>	<i>0.01M PBS, PH7.2-7.4</i>
<i>SF8-0.3</i>	<i>羊抗兔 IgG-FITC</i>
<i>SE16-0.1</i>	<i>兔抗猪 IgG-HRP</i>
<i>A1800</i>	<i>抗体稀释液</i>