



## 封闭用驴血清（原液）

货号：SL050

规格：10ml/100ml

保存：-20°C

有效期：5年

### 产品说明：

封闭血清适用于免疫组化或者免疫荧光实验中样本的封闭。可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点，另外还可以封闭样品中内源性的 Fc 片段结合位点，阻断抗体与样品中的 Fc 受体结合，从而降低背景，减少假阳性。在选择封闭血清时，要注意封闭用血清中不能含有目标蛋白，且封闭血清来源不能与一抗来源相同，可用与二抗相同来源的封闭血清。

### 使用方法（仅供参考）：

使用时，用 PBS（0.01 mol/L pH7.2-7.4）将封闭血清原液稀释 10 或 20 倍，配成 10%或者 5%的工作液，直接滴加在组织切片或者细胞涂片上，37°C度孵育 10-30 分钟，清除血清，勿洗，滴加适当比例稀释的一抗工作液，37°C孵育 1-2 h 或 4°C过夜。

### 相关文献：

[1] Zhao X, Dong W, Gao Y, Shin DS, Ye Q, Su L, Jiang F, Zhao B, Miao J. Novel indolyl-chalcone derivatives inhibit A549 lung cancer cell growth through activating Nrf-2/HO-1 and inducing apoptosis in vitro and in vivo. Sci Rep. 2017 Jun 20;7(1):3919. doi: 10.1038/s41598-017-04411-3. PMID: 28634389; PMCID: PMC5478673.

注：更多相关文献请参考索莱宝官网或致信技术邮箱：[service@solarbio.com](mailto:service@solarbio.com)

若有投稿意向，欢迎关注我公司奖学金计划 <http://www.solarbio.com/lw.php>

### 注意事项：

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 相关产品：

SL034 封闭用兔血清（原液）

SL035 封闭用鸡血清（原液）

SL039 封闭绵羊血清（原液）

SL042 封闭用马血清（原液）