



1×TBST 缓冲液说明书

货号: T1085

规格: 500ml/10*500ml

保存: 2-8℃保存, 有效期 1 年。

产品说明:

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液, 主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系, NaCl 提供等渗条件, Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

本产品为 1×工作液, 可直接使用, 用后请及时拧紧瓶盖, 以防挥发。4℃保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。若产品出现结晶析出, 请置于 37℃水浴至完全溶解。

组分	浓度
Tris	10 mM
NaCl	150 mM
Tween-20	0.05% (V/V)
HCl	pH 7.2-7.6

相关产品:

<i>T1081</i>	<i>10×TBST</i>
<i>D1060</i>	<i>10×电泳转移缓冲液 (转膜液)</i>
<i>SW3020</i>	<i>膜再生液</i>
<i>PE0010</i>	<i>ECL Plus 超敏发光液</i>
<i>SW1040</i>	<i>DAB 法显色试剂盒 (小鼠/兔 IgG)</i>
<i>P1200</i>	<i>SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒</i>

相关文献:

- [1] Ren Zhang, Ruolun Wei, Wei Du, et al. Long noncoding RNA ENST00000413528 sponges microRNA-593-5p to modulate human glioma growth via pololike kinase 1. CNS Neuroscience & Therapeutics. March 2019. (IF 4.458)
- [2] Youbing Tu, Yubing Liang, Yong Xiao, et al. Dexmedetomidine attenuates the neurotoxicity of propofol toward primary hippocampal neurons in vitro via Erk1/2/CREB/BDNF signaling pathways. Drug Design, Development and Therapy. February 2019. (IF 3.486)

注: 更多使用本产品的文献请参考索莱宝官网。