



环保透明脱蜡液

货号: YA0031

规格: 500 mL

保存: 常温保存, 有效期 3 年; 开封后 6 个月内使用完。

产品说明:

本品为环保安全无毒, 略带植物天然香型的无色透明液体, 可用于植物、动物、人体解剖的显微制片, 不溶于水, 挥发性好, 长时间浸泡组织不会使组织变脆, 还能增强浸蜡效果, 反而有利于切片; 主要采用天然植物提取的油类, 果油及活性剂等经特殊工艺配方合成, 不含二甲苯等挥发性有毒物质, 专用于病理组织学, 细胞学样品处理, 对酒精和石蜡有良好的溶解作用, 是生物组织透明处理的二甲苯理想替代品, 制片透明效果佳。

适用于包埋前的浸蜡、切片染色前的脱蜡和封片前的透明。

主要成份: 环保透明剂主要成份为烷烃化合物

使用方法 (仅供参考):

将脱水充分的组织块, 视组织块大小透明 1-4 小时, 为透明彻底, 可分两步: 染色前的切片浸入透明液中, 视切片厚薄脱蜡 10-30 分钟。

注: 透明液用量不宜过少, 为组织块总体积的 5-10 倍, 组织块在透明前应彻底脱水。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。