

50×Denhardt's 溶液

货号: D1080

规格: 50mL

保存: -20℃保存, 有效期 1 年。

产品简介:

Solarbio 生产的 50×Denhardt's 溶液主要由 Ficoll 400、PVP、BSA 组成, 主要用于单拷贝序列的 DNA 杂交、DNA 固定在尼龙膜上的杂交。Solarbio 的 Denhardt's 溶液已经过无菌处理。

使用说明:

按实验具体要求操作, 或稀释于杂交缓冲液(通常是含有 SDS、变性鲑鱼精 DNA 的 SSC)中。

注意事项:

- 1.如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用, 避免反复冻融。
- 2.注意无菌操作, 防止染菌。
- 3.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

相关产品:

H1060 鲑鱼精 DNA, 10mg/mL

F8120 Formamide 甲酰胺

S1035 20×SSC, PH5.3

S1090 20×SSC, PH7.4

S1160 20×SSPE, PH7.4

D2810 DNA 退火缓冲液(5×)

