



鲑鱼精 DNA 溶液 10mg/mL 说明书

货号: H1060

规格: 1mL

保存: -20°C保存, 有效期 1 年。

产品简介:

Solarbio 生产的鲑鱼精 DNA 溶液 (10mg/mL) 是经过酚氯仿抽提, 超声和热变性处理的短片段的单链 DNA 溶液, 可直接用于 Southern、Northern 等核酸杂交中。

使用说明:

本产品鲑鱼精 DNA 的浓度为 10mg/mL, 使用时按实验具体要求操作, 稀释至所需工作浓度即可。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用, 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

相关产品:

D1080 50×Denhardt's 溶液

S1035 20×SSC PH5.3

S1090 20×SSC PH7.4

S1160 20×SSPE Buffer PH7.4

D2810 DNA 退火缓冲液(5×)

相关文献:

- [1] Weizong Li, Nan Wang, Man Li, et al. Protein kinase C α inhibits myocardin-induced cardiomyocyte hypertrophy through the promotion of myocardin phosphorylation. *Acta Biochimica et Biophysica Sinica*. September 2015. (IF 1.807)

注: 更多使用本产品的文献请参考索莱宝官网。