

核酸抽提试剂=24: 1

货号：P1014

规格：100ml/ 500ml

保存：4℃，避光保存，有效期 24 个月。

产品说明：

本试剂是 DNA、RNA 提取过程中常用到的产品，可以与酚配合使用。该抽提试剂降低了核酸提取过程中酚污染的可能性，同时避免了蛋白质变性操作过程中气泡的产生。使用时将产品摇匀后用移液器吸取即可，操作简单。

注意事项：

本试剂有较强的腐蚀性，应尽量避免皮肤接触或吸入体内。