

## pET-32a(+)质粒说明书

货号：P3100

规格：10ug


保存：-20℃保存，有效期至少 5 年

### 产品简介：

pET-32a(+)是一种常用的融合蛋白类型原核高效表达载体，含有抗氨苄青霉素基因。表达由宿主细胞提供的 T7 RNA 聚合酶诱导。

宿主菌：建议克隆用 E.coli DH5 α 或 TOP10 做受体菌；表达用 E.coli BL21(DE3)或 BL21(DE3)pLysS 做受体菌。

### 质粒图谱：



### 相关产品：

I1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

X1010 X-gal(20mg/ml)

A1170 氨苄青霉素储存液(100mg/ml)

D1100 质粒小量提取试剂盒