

dNTP Mix (25mM each) 说明书

货号：PC2500

级别：PCR 级

规格：0.5mL/1mL

保存：-20°C，有效期至少 2 年。

产品说明：

北京索莱宝公司生产的 dNTPs(2'-脱氧核苷酸-5'-三磷酸) 是 dNMPs 经化学合成，离子交换层析的方法提纯，其纯度高于 98%。25 mM dNTP (2'-脱氧核苷酸-5'-三磷酸) Mix 包含四种脱氧核苷酸 (dATP、dCTP、dGTP、dTTP)，溶于 0.6 mM Tris-HCl (pH 7.5) 中，每种核苷酸浓度均为 25mM。25mM dNTP Mix 可稀释到 10mM 或 2.5mM 用于聚合酶链式反应 (PCR)、测序、填补、切口平移、cDNA 合成及 TdT 加尾反应。

相关产品：

PC2200 dNTPs Mix(10mM each)

F0020 无菌去离子水

PC1100 Taq 聚合酶

PC1300 Pfu 聚合酶

E1020 EB 染色液

M1070 D2000 plus DNA Ladder