

## L-谷氨酰胺(L-Glutamine, Liquid)(200mM)

**货号:**G0200 **规格:**100ml

**保存**:-20℃保存,有效期 12 个月。

## 产品说明:

谷氨酰胺是细胞合成核酸和蛋白质的重要原材料,在细胞培养中,谷氨酰胺缺乏会导致细胞生长不良甚至死亡。在配制多数细胞培养液时都需补加一定量的谷氨酰胺。由于谷氨酰胺在溶液中很不稳定,故应单独配制,置于-20℃ 冰箱中保存,用前加入培养液中。加有谷氨酰胺的培养液在 4℃冰箱中储存 2 周以上时,应重新补加谷氨酰胺。

索莱宝生产的谷氨酰胺溶液浓度为 200mM, 经过滤除菌,可以直接用于细胞培养等用途,使用前不必再进行过滤除菌等处理。

## 注意事项:

- 1. 不宜 4℃长期保存,避免反复冻融,每次用量较少时建议分装冻存;
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。